

BambooStick® est un bâtonnet ouaté de grand format, spécialement étudié pour les soins des oreilles des chiens. C'est actuellement la solution la plus efficace pour les soins curatifs et préventifs de l'oreille du chien.

MODELE  
DEPOSE



Ses principaux avantages :

- Surface de coton importante pour un nettoyage complet et efficace.
- Capacité d'absorption 12 fois supérieure à celle d'un coton-tige «humain».
- Sécurité d'utilisation : il permet de nettoyer l'oreille sans risque pour le tympan.
- Permet un soin rapide, facile et sans douleur.
- Elaboré et testé par des vétérinaires.
- 100 % biodégradable : il peut être incinéré sans pollution.

### SÉCURITÉ D'UTILISATION

La taille du coton-tige «humain» n'est pas adaptée aux soins des oreilles des chiens.

Le diamètre et la forme de l'embout ouaté de BambooStick® ont été optimisés pour le nettoyage du pavillon et de l'entrée du conduit auditif (portion externe verticale). Les dimensions de l'embout de BambooStick® rendent très difficile le franchissement du coude du conduit auditif, et donc l'accès à sa portion profonde.

Même sur un grand chien, le diamètre de la portion profonde du conduit auditif (près du tympan) est resserré, si bien qu'un contact involontaire avec le tympan est virtuellement impossible sur un chien vigile (par ex. dans le cas d'un nettoyage effectué par le propriétaire du chien).

Si la situation clinique de l'animal nécessite un accès à la partie profonde du conduit auditif, le cas doit impérativement être confié à un vétérinaire, qui jugera de la nécessité d'une anesthésie préalable.



### DOUCEUR

La souplesse et la douceur de l'embout ouaté de BambooStick® respectent la peau et la muqueuse du conduit auditif.

### ABSORPTION MAXIMALE

Grâce à la forme unique de l'embout ouaté de BambooStick®, la surface de contact est optimisée et permet ainsi d'éliminer rapidement et complètement toutes les sécrétions présentes dans les circonvolutions du pavillon de l'oreille.



De plus, son volume est 12 fois supérieur à celui du coton-tige «humain», il absorbe donc 12 fois plus que ce dernier.

### GAIN DE TEMPS

Aujourd'hui, la méthode la plus utilisée par les vétérinaires pour nettoyer les oreilles des chiens est la boule de coton enroulée autour d'une pince hémostatique. Cette méthode, bien qu'efficace, est souvent lourde à mettre en oeuvre.

Avec BambooStick®, plus de temps perdu à enrouler le coton autour de la pince, pas de doigts salis par le retrait du coton imprégné de sécrétions : bénéficiez des avantages du produit à usage unique et gagnez un temps précieux !

### EXCELLENTE ERGONOMIE

Le bâtonnet est agréable à manipuler, il offre une bonne rigidité, et surtout ne devient pas glissant lors du nettoyage de l'oreille avec un liquide huileux.

## CHOIX DES MATIERES & COMPOSITION

### L'embout ouaté

Il est composé à 100% d'ouate de coton de qualité médicale.

La tension de bobinage en filature a été soigneusement étudiée pour offrir à la fois :

- un excellent maintien de l'embout ouaté sur le bâtonnet,
- un coton souple et doux, garant d'une absorption optimale des liquides.

### Le bâtonnet

Il est composé à 100% de bois de bambou. Ce matériau a été choisi car il est le seul à offrir les avantages suivants :

- grande résistance mécanique : le bambou supporte des contraintes de flexion supérieures à la plupart des essences de bois, et largement supérieures à celles du plastique.

- même en admettant qu'il puisse casser, suite à un mouvement brusque de la tête du chien, le bambou ne casse pas en pointe, contrairement au bois. Sa texture fibreuse fait que les deux bouts de la cassure restent reliés par des fibres, permettant à l'opérateur de toujours retirer l'extrémité ouatée de l'oreille.



## MODE D'EMPLOI

1 - Tenir (ou mieux faire tenir) la tête du chien (une main sur la nuque, l'autre sur le museau, ramener la tête du chien contre soi pour mieux l'immobiliser).

2 - Verser le liquide nettoyant (quelques ml) dans le conduit auditif.

3 - Masser la base du conduit auditif pendant une minute environ. On doit entendre le bruit du liquide dans le conduit.

4 - Si l'endroit le permet, laisser le chien secouer la tête (attention aux projections !)

5 - Utiliser Bamboostick® pour réabsorber le liquide résiduel, et éliminer les saletés et sécrétions collées sur le pavillon et l'entrée du conduit auditif.



## EMBALLAGE

Un sachet contient 50 bâtonnets ouatés Bamboostick®.



## POURQUOI LE BAMBOU ?

- Le bambou est biodégradable à 100 % et peut être incinéré sans aucune pollution.
- C'est une ressource végétale renouvelable : le bambou est cultivé, donc pas de déforestation.
- Le bambou pousse vite, sa culture nécessite peu d'eau, très peu de pesticides, et aucun engrais.

En optant pour le bambou, on lutte contre l'utilisation abusive du bois, et contre la déforestation.

## TEMOIGNAGE

*«Même en présence de sécrétions importantes, après irrigation avec un liquide de nettoyage auriculaire, 2 ou 3 bâtonnets Bamboostick® suffisent pour le nettoyage complet de l'oreille d'un grand chien».*

Dr. F.L. vétérinaire